


# Passo a passo sistema regulação

O sistema de regulação existe vários módulos, dependendo da autorização de acesso terá acesso a funcionalidades específicas.


## Tela de Login



## Tela principal de acesso do modulo do enfermeiro



## Tela pacientes com a lista de pacientes internados na unidade



Quando clicado botão Adicionar Paciente, abrirá a tela de adicionar novo paciente, sendo essa funcionalidade exclusiva do perfil do enfermeiro.

The screenshot shows the 'Adicionar novo paciente' form. The header includes a heart icon, 'Portal do Paciente', and navigation buttons: 'NCWs', 'Pacientes', 'Disponíveis', 'Histórico', and 'Sair'. The form fields are: 'SusFacil' (1), 'Prontuario' (1), 'Nome Paciente' (Bruno Ferreira Leonel Costa), 'Idade' (31), 'ECF' (9), 'Diagnostico' (sim), 'Dispositivo' (nã), 'Tipo de leito' (Enfermaria), 'Paliativos' (Nã), and 'Exame' (Positivo). At the bottom are 'Voltar' and 'Salvar' buttons. A Windows activation watermark is present in the bottom right.

Quando clicado no botão da tela de pacientes em editar, abra essa tela para edição do cadastro do paciente.


The screenshot shows the 'Editar Paciente' form. The header is identical to the previous screen. The form fields are: 'SusFacil' (3044), 'Prontuario' (prontuario), 'Paciente' (Bruno Ferreira Leonel Costa), 'Idade' (31), 'ECF' (ECF), 'Diagnostico' (Dispositivo), 'Paliativos' (Paliativo), 'Tipos de leito' (Leito), and 'Exame' (Exame). At the bottom are 'Voltar' and 'Atualizar' buttons. A Windows activation watermark is present in the bottom right.

Quando clicado na tela de pacientes o botão saída, dará saída ao paciente conforme a necessidade(Transferência, Alta, Óbito e Evasão)


The screenshot shows the 'Pacientes' table with a 'Baixar Paciente' modal open. The modal has a dropdown for 'Exame' and buttons for 'Fechar' and 'Atualizar'. The table has columns: 'SusFacil', 'Prontuario', 'Nome', 'Idade', 'Leito', 'Exame', 'Novos', 'Paliativo', 'ECF', and 'Última Atualização'. The first row contains the data for Bruno Ferreira Leonel Costa.

SusFacil	Prontuario	Nome	Idade	Leito	Exame	Novos	Paliativo	ECF	Última Atualização
3044	1	Bruno Ferreira Leonel Costa	31	Enfermaria	positivo	0	sim	9	


Quando clicado no menu superior em News, abra a tela de pacientes para classificação do News. Importante lembra que essa funcionalidade está disponível apenas ao perfil do enfermeiro e do técnico de enfermagem, sendo essa uma obrigação técnica;




Portal do Paciente




NEWS




Pacientes



Diagnóstico



Histórico




Sair

Pacientes


SusFacil	Nome	Idade	Leito	Exame	News
3044	Bruno Ferreira Leonel Costa	31	Enfermaria	positivo	<div><div>9</div><div>edit</div></div>

Ativar o Windows  
Acesse Configurações para ativar o Windows.


Quando clicado nessa tela em edit, será possível atualizar o News de cada paciente.




Portal do Paciente




NEWS




Pacientes



Diagnóstico



Histórico



Sair

NEWS

Frequência Respiratória

Frequência Respiratória

2

Saturação de O2

Saturação de O2

Uso de O2

Uso de O2

Temperatura

Temperatura

PA Sistólica

PA Sistólica

Frequência Cardíaca

Frequência Cardíaca

Nível Consciência

Nível Consciência

Somar news

News

Validar

Atualizar

Ativar o Windows  
Acesse Configurações para ativar o Windows.

Esse modulo permita a soma de News automático clicando no botão somar News e posterior atualização.

Ainda na tela de News se clicado no botão com o valor de News, será aberto a tela com os valores dos sinais vitais adicionado ao sistema.

**Sinais Vitais**

Paciente: Bruno Ferreira Leonel Costa

Frequência Respiratória:

Saturação:

Uso de O2:

Temperatura:

PA sistólica:

Frequência Cardíaca:

Nível Consciência:

[Voltar](#)

Ativar o Windows  
Acesse Configurações para ativar o Windows.

Quando clicado no menu superior em dispositivos, abra a tela de atualização dos dispositivos dos pacientes, sendo essa funcionalidade exclusiva no perfil do enfermeiro e fisioterapeuta;

**Pacientes Dispositivos**

Nome	Dispositivo Ventilatório	Fluxo de O2	Droga Vaso Ativa	FIO2	PEEP	Sedação	Glasgow
Bruno Ferreira Leonel Costa							

[Edit](#)

Ativar o Windows  
Acesse Configurações para ativar o Windows.

Ao clicar em edit, será aberto o formulário de inserção do dispositivos;

**Editar Dispositivo**

Paciente: Bruno Ferreira Leonel Costa

Tipo de leito:

Dispositivo:

Droga:


Sedação:






Quantidade de Bica:

[Voltar](#) [Atualizar](#)

Ativar o Windows  
Acesse Configurações para ativar o Windows.

Ao clicar no menu superior, em relatório, teremos a tela com resumo dos pacientes internados na unidade e com seus destinos quando houver.

Portal do Paciente



Historico Paciente

CopyEditPDFPrint

Search:


Nome	SusFacil	Idade	Destino
Bruno Ferreira Leonel Costa	3044	31	alta
Bruno Ferreira Leonel Costa	3044	31	



Showing 1 to 2 of 2 entries

Previous1Next

Ativar o Windows  
Acesse Configurações para ativar o Windows.

Modulo fisioterapeuta

Portal do Paciente



Pacientes Dispositivos

Nome

Dispositivo Ventilatorio

Fluxo de O2

Droga Vaso Ativa

FiO2

PEEP

Sedação


Glasgow



Bruno Ferreira Leonel Costa								
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Editar

Ativar o Windows  
Acesse Configurações para ativar o Windows.

Modulo Técnico de Enfermagem

Portal do Paciente



Pacientes

SusFacil

Nome

Idade

Leito

Exame


Novo

3044	Bruno Ferreira Leonel Costa	31	Enfermaria	positivo	<div></div>
------	-----------------------------	----	------------	----------	-------------


Editar


Ativar o Windows  
Acesse Configurações para ativar o Windows.

Modulo administrativo, na tela de login quando entramos com usuário administrativo, é encontrado o modulo relatório que permito ao funcionário copiar os dados do paciente atualizado e inserir no susfacil conforme preconizado;



Portal do Paciente





Relatório Administrativo

Copy

Excel

PDF

Print

Search:

Nome

SusFacil

News

Dispositivo

Droga

Fló2

Peep

Sedacao

Glasgow

Paliativo

ECF

SVD

SNE

AVP

CVC

FR

SAT

Fluxo O2

Temperatura

FC

Sístolica

Bruno Ferreira Leonal Costa30440slm9

Showing 1 to 1 of 1 entries


Previous1Next

Ativar o Windows


Acesse Configurações para ativar o Windows.


Modulo CIM


Este modulo permite ao usuário do CIM cadastrar os leitos vagos conforme a disponibilidade para acesso da regulação;




Portal do Paciente









Sala Emergência

Enfermaria

Central de Leitos

Sala

Quantidades de leitos CIM

Quantidade leito enfermaria

84

Oferta de leitos

Quantidade vagas enfermaria feminina

Vagas enfermaria feminina

Quantidade vagas enfermaria masculina

Vagas enfermaria masculina

Quantidade leitos bloqueados Enfermaria

Leitos bloqueados Enfermaria

Voltar

Salvar

Ativar o Windows

Acesse Configurações para ativar o Windows.

Modulo HMU

Este modulo permite ao usuário do HMU cadastrar os leitos vagos conforme a disponibilidade para acesso da regulação;



Portal do Paciente

Sala Emergência Enfermaria Central de Leitos TCE

### Quantidades de leitos HMMDOLC

Quantidade leito UTI

40

### Ocupação de leito

Quantidade vagas UTI feminina

Vagas UTI feminina

Quantidade vagas UTI masculina

Vagas UTI masculino

Quantidade leitos bloqueados UTI


Leitos bloqueados UTI

Validar Salvar

Ativar o Windows  
Acesse Configurações para ativar o Windows.

## Modulo Anexo

Este modulo permite ao usuário do anexo cadastrar os leitos vagos conforme a disponibilidade para acesso da regulação;



Portal do Paciente

Sala Emergência Enfermaria Central de Leitos TCE

### Quantidades de leitos Anexo HMMDOLC

Quantidade leito enfermaria

29

Quantidade leito UTI

70

### Oferta de leitos

Quantidade vagas enfermaria feminina

Vagas enfermaria feminina

Quantidade vagas enfermaria masculina

Vagas enfermaria masculino

Quantidade vagas UTI feminina

Vagas UTI feminina

Quantidade vagas UTI masculina

Vagas UTI masculino

Quantidade leitos bloqueados UTI

Leitos bloqueados UTI

Quantidade leitos bloqueados Enfermaria

Leitos bloqueados Enfermaria


Validar Salvar

Ativar o Windows  
Acesse Configurações para ativar o Windows.

## Modulo Regulação

Este modulo permite a regulação a lista de pacientes conforme sua prioridade separado por enfermaria e sala de emergência;

Ao clicar no menu superior em Tela relatório enfermaria, será disponibilizado a relatório da enfermaria; Lembrando que essa funcionalidade es disponível ao usuário da regulação, CIM, anexo e HMU;




Ao clicar no menu superior em Tela relatório sala de emergência, será disponibilizado a relatório da sala de emergência; ; Lembrando que essa funcionalidade es disponível ao usuário da regulação, CIM, anexo e HMU;




No menu superior ao clicar em central de leitos, será disponibilizado uma tabela com disponibilidade de vagas cadastrado pelo (CIM, Anexo e HMU);


Tela Ocupação Enfermaria








# Tela Ocupação UTI


[Portal do Paciente](#)

[Sala Intensiva](#)

[Exames](#)

[Control de Leitos Enfermagem](#)

[Control de Leitos UTI](#)

[Sair](#)

### Ocupação leito UTI

UTI Anexo	Vagas UTI Anexo Feminino	Vagas UTI Anexo Masculino	Leitos UTI Anexo Bloqueado	UTI HMU	Vagas UTI HMU Feminino	Vagas UTI HMU Masculino	Leitos UTI HMU Bloqueado
70	20	20	1	40	20	20	1

Ativar o Windows

Acesse Configurações para ativar o Windows.